

Färbeprotokoll für:

 Handfärbung ☐
Färbekit LH: Calleja-Färbung
Art.-Nr.: 14586

Nr.	Art.-Nr.	Lösung	Dauer	exakt	Agit	Vorgang:	Bemerkung:
1.	11070	Xylol	00:10:00	nein	nein	Entparaffinieren	
2.	11070	Xylol	00:10:00	nein	nein	Entparaffinieren	
3.	11470	Ethanol 96%, vergällt mit 1% MEK	00:04:00	nein	nein	Wässern	
4.	11579	Ethanol 80%, vergällt mit 1% MEK	00:04:00	nein	nein	Wässern	
5.	12089	Ethanol 70%, vergällt mit 1% MEK	00:04:00	nein	nein	Wässern	
6.	12503	Ethanol 60%, vergällt mit 1% MEK	00:04:00	nein	nein	Wässern	
7.	R00027	Aqua bidest.	00:04:00	nein	nein	Wässern	
8.	10264	Kernechtrot, 0,1%	00:15:00	ja	nein	Färben	
9.	R00027	Aqua bidest.	00:00:10	ja	nein	Spülen	
10.	14484	Pikro-Indigo-Stammlösung	00:30:00	ja	nein	Färben	Hinweis beachten!
11.	R00027	Aqua bidest.	00:00:10	ja	nein	Färben	
12.	----						
13.	----						
14.	----						
15.	----						
16.	----						
17.	----						
18.	----						
19.	----						
20.	11470	Ethanol 96%, vergällt mit 1% MEK	00:01:00	nein	nein	Entwässern	
21.	11470	Ethanol 96%, vergällt mit 1% MEK	00:02:00	nein	nein	Entwässern	
22.	11365	Isopropanol (2-Propanol)	00:05:00	nein	nein	Entwässern	
23.	11070	Xylol	00:05:00	nein	nein	Entwässern	
24.	11070	Xylol	00:05:00	nein	nein	Entwässern	
25.	12318	Eindeckmittel (xylolhaltig)				Eindecken	
25.	12318	Eindeckmittel (xylolhaltig)				Eindecken	

Gesamtdauer der Färbung: 01:43:20 Std.

Die hier genannten Zeiten sind nur Empfehlungen. Jedes Labor sollte eigene Färbezeiten evaluieren, die sich an den Gegebenheiten des Labores und der Laborausstattung und den jeweils zu bearbeitenden Fragestellungen orientieren.

Ergebnis:

Hinweise:

Schritt 10: Die Pikro-Indigo-Stammlösung REF 14484 kann zu einer Gebrauchslösung verdünnt werden. 25ml der Pikro-Indigo-Stammlösung werden mit Aqua dest. auf 100ml verdünnt. Die Färbezeit verlängert sich auf 3h.

Fixierungsempfehlung

Originalpublikation

Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 LMBG

Allgemeine Literaturangaben: