

Sheet of Specification

REF 11874

Alkohol-Formalin-Eisessig-Fixativ (AFA)

Zusammensetzung / Content


 CH₃O: 150 ml/l
 C₂H₄O₂: 50 ml/l

Use for:

Fixieren von Gewebeproben

Test:
Specification:

☐	pH-Wert:	--
☒	Farbe:	klar
☒	Oberfläche:	glatt
☐	Leistungstest:	--
☒	Geruch:	beissend, stechend
☐	Dichte:	
☐	Absorbtion:	
☐	Temp.:	--
☐	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:


15 ... 25 °C