

Sheet of Specification

REF

16257

Cytofix-Spray

Zusammensetzung / Content


737 ml Ethanol 99,0 % vergällt (CAS-Nr.: 64-17-5)
 223 ml Aqua bidest / Reinstwasser (CAS-Nr.: 7732-18-5)
 40 g Polyethylenglykol (PEG) 2000 (CAS-Nr.: 25322-68-3)

Use for:

Einbetten von Proben

Test:**Specification:**

<input type="checkbox"/>	pH-Wert:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Farbe:	<i>klar</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Oberfläche:	<i>glatt</i>
<input type="checkbox"/>	Leistungstest:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Geruch:	<i>alkoholisch</i>
<input type="checkbox"/>	Dichte:	
<input type="checkbox"/>	Absorbtion:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Temp.:	
<input type="checkbox"/>	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:

15 ... 25 °C