

Sheet of Specification

REF

10162


CARNOYsche Lösung (mit Formaldehyd)

Zusammensetzung / ContentCH₂O: 300 ml/l**Use for:**

Fixieren von Gewebeproben

Test:**Specification:**

☐	pH-Wert:	--
☒	Farbe:	klar
☒	Oberfläche:	glatt
☐	Leistungstest:	--
☒	Geruch:	beissend, stechend
☐	Dichte:	
☐	Absorbtion:	
☐	Temp.:	--
☐	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:

15 ... 25 °C