

Sheet of Specification

REF

12566

 Kit: Kaliumhexacyanoferrat(II)-Salzsäure-Lösung

Zusammensetzung / Content
 Art.-Nr.: 11632 Salzsäure für Eisennachweisreaktion 5 %: 500 ml/l
 Art.-Nr.: 11333 Kaliumhexacyanoferrat(II) 5 % (Blutlaugensalz gelb): 500 ml/l
Use for:

Nachweis von Eisen

Test:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | pH-Wert: |
| <input type="checkbox"/> | Farbe: |
| <input type="checkbox"/> | Oberfläche: |
| <input type="checkbox"/> | Leistungstest: |
| <input type="checkbox"/> | Geruch: |
| <input type="checkbox"/> | Dichte: |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Absorbtion: |
| <input type="checkbox"/> | Temp.: |
| <input type="checkbox"/> | Osmolarität: |

Specification:

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

Spektrogramm

siehe Einzelprodukte

Spektrogramm Vorgabe:


 siehe