

# Sheet of Specification

**REF** 12597

Pikrinsäure-Orange G - Lösung

**Zusammensetzung / Content**

 Art.-Nr.: 10339 Pikrinsäure, wässrig gesättigt: 200 ml/l  
 Art.-Nr.: 12603 Pikrinsäure gesättigt in Isopropanol: 800 ml/l  
 C.I.: 16230: 2 g/l

**Use for:**
*Fixieren von Gewebeproben*
**Test:**
**Specification:**

<input type="checkbox"/>	<b>pH-Wert:</b>	---
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Farbe:</b>	<i>orange</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Oberfläche:</b>	<i>glatt</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Leistungstest:</b>	<i>Färbetest</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Geruch:</b>	<i>charakteristisch</i>
<input type="checkbox"/>	<b>Dichte:</b>	<i>1</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Absorbtion:</b>	<i>Spektrogramm</i>
<input type="checkbox"/>	<b>Temp.:</b>	---
<input type="checkbox"/>	<b>Osmolarität:</b>	

Spektrogramm Vorgabe:



 15 ... 25 °C