

Sheet of Specification


REF

13139

Färbekit: Hämatoxylin & Eosin (H&E) Schnelfärbung
IVD**Zusammensetzung / Content**
 Art.-Nr.: 11773 Hämatoxylin nach GILL – III: 1000 ml/l
 Art.-Nr.: 11948 Eosin 1 %, methanolisch: 1000 ml/l
 Art.-Nr.: 11819 Salzsäure 0,5 %: 1000 ml/l
**Use for:**
Färben von Gewebeproben
Test:**Specification:**

☐	pH-Wert:	<i>siehe Einzelprodukte</i>
☐	Farbe:	<i>siehe Einzelprodukte</i>
☐	Oberfläche:	<i>siehe Einzelprodukte</i>
☐	Leistungstest:	<i>siehe Einzelprodukte</i>
☐	Geruch:	<i>siehe Einzelprodukte</i>
☐	Dichte:	<i>siehe Einzelprodukte</i>
☒	Absorbtion:	<i>Spektrogramm</i>
☐	Temp.:	<i>siehe Einzelprodukte</i>
☐	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:



siehe