


Sheet of Specification

REF

13318

Alkalische Pikrinsäure / Natriumpikrat-Lösung
Zusammensetzung / Content
 1000 ml Aqua dest. / VE-Wasser (CAS-Nr.: 7732-18-5)
 334 g Natriumhydroxid p.a. / ISO, in Plätzchen (CAS-Nr.: 1310-73-2)
 40 g Pikrinsäure (angefeuchtet) (C.I.: 10305) (CAS-Nr.: 88-89-1)
Use for:
Oberflächen-Ätzung in der Metallographie
Test:**Specification:**

☐	pH-Wert:	
☒	Farbe:	<i>dunkelbraun</i>
☒	Oberfläche:	<i>glatt</i>
☒	Leistungstest:	<i>Färbetest</i>
☒	Geruch:	<i>charakteristisch</i>
☐	Dichte:	
☒	Absorbtion:	<i>Spektrogramm</i>
☐	Temp.:	
☐	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:

15 ... 25 °C