

Sheet of Specification

REF 13688

Färbekit: Eisen-HALE-Färbung

Zusammensetzung / Content

 Art.-Nr.: 13674 Kolloidale Eisenlösung (Stammlösung) nach MULLER: 1000 ml/l
 Art.-Nr.: 11998 Essigsäure 99 % (Eisessig): 250 ml/l
 Art.-Nr.: 13306 Kaliumhexacyanoferrat(II) 2 % (Blutlaugensalz gelb): 1000 ml/l
 Art.-Nr.: 13694 Salzsäure 2 %: 1000 ml/l
 Art.-Nr.: 11683 Neutralrot: 1000 ml/l

Use for:

Nachweis von Eisen

Test:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | pH-Wert: |
| <input type="checkbox"/> | Farbe: |
| <input type="checkbox"/> | Oberfläche: |
| <input type="checkbox"/> | Leistungstest: |
| <input type="checkbox"/> | Geruch: |
| <input type="checkbox"/> | Dichte: |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Absorbtion: |
| <input type="checkbox"/> | Temp.: |
| <input type="checkbox"/> | Osmolarität: |

Specification:

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte


siehe Einzelprodukte

siehe Einzelprodukte

Spektrogramm

siehe Einzelprodukte

Spektrogramm Vorgabe:



 siehe