

Sheet of Specification

REF

14064

Formalinfreies Zink-Fixativ (für IHC)

Zusammensetzung / Content


$\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot x \text{H}_2\text{O}$: 0,5 g/l
 $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$: 5 g/l
 ZnCl_2 : 5 g/l
 $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NO}_3$: 12,1 g/l
 Art.-Nr.: 12827 Salzsäure 1,0 mol/l : 81,5 ml/l

Use for:

Fixieren von Gewebeproben

Test:**Specification:**

☒	pH-Wert:	6,5 - 7,0
☒	Farbe:	klar
☒	Oberfläche:	glatt
☐	Leistungstest:	
☒	Geruch:	charakteristisch
☐	Dichte:	
☐	Absorbtion:	
☐	Temp.:	
☐	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:

15 ... 25 °C