

# Sheet of Specification

**REF** 14526

Säurefuchsin-Erythrosin-Lösung

**Zusammensetzung / Content**


 C.I.: 42685: 4 g/l  
 C.I.: 45430: 6 g/l

**Use for:**

Entkalkung von Gewebeproben

**Test:**
**Specification:**

|                                     |                       |                     |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>            | <b>pH-Wert:</b>       |                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Farbe:</b>         | <i>rot</i>          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Oberfläche:</b>    | <i>glatt</i>        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Leistungstest:</b> | <i>Färbetest</i>    |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Geruch:</b>        |                     |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Dichte:</b>        |                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Absorbtion:</b>    | <i>Spektrogramm</i> |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Temp.:</b>         |                     |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Osmolarität:</b>   |                     |

**Spektrogramm Vorgabe:**


 15 ... 25 °C