

Sheet of Specification

REF

14753

Färbekit: Silbermethenamin nach GOMORI

Zusammensetzung / Content

Art.-Nr.: 12512 Kit: Silbermethenamin-Borax: 1000 ml/l
 Art.-Nr.: 11415 Perjodsäure 1 %: 1000 ml/l
 Art.-Nr.: 11134 Goldchlorid 0,1 %: 1000 ml/l
 Art.-Nr.: 11158 Natriumthiosulfat 2 %: 1000 ml/l
 Art.-Nr.: 10267 Lichtgrün 0,2 % (GOLDNER III): 1000 ml/l


Use for:

Färben von Gewebeproben

Test:**Specification:**

<input type="checkbox"/>	pH-Wert:	siehe Einzelprodukte
<input type="checkbox"/>	Farbe:	siehe Einzelprodukte
<input type="checkbox"/>	Oberfläche:	siehe Einzelprodukte
<input type="checkbox"/>	Leistungstest:	siehe Einzelprodukte
<input type="checkbox"/>	Geruch:	siehe Einzelprodukte
<input type="checkbox"/>	Dichte:	siehe Einzelprodukte
<input checked="" type="checkbox"/>	Absorbtion:	Spektrogramm
<input type="checkbox"/>	Temp.:	siehe Einzelprodukte
<input type="checkbox"/>	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:



 siehe