

Sheet of Specification

REF

15577


*MorDIFF-Quick Lösung II***Zusammensetzung / Content**

Art.-Nr.: 11983 SORESEN-Puffer / PBS-Puffer Stammlösung A : 600 ml/l
 Art.-Nr.: 11987 SORESEN-Puffer / PBS-Puffer Stammlösung B: 400 ml/l
 C.I.: 52015: 1,1 g/l

Use for:*Färben von Blut- und Abstrichpräparaten***Test:****Specification:**

☒	pH-Wert:	6,6 – 6,7
☒	Farbe:	blau
☒	Oberfläche:	glatt
☐	Leistungstest:	Färbetest
☐	Geruch:	charakteristisch
☐	Dichte:	
☒	Absorbtion:	Spektrogramm
☐	Temp.:	
☐	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:



15 ... 25 °C