

Sheet of Specification


REF

17624

SAFELINE Sorbitolin-Citronensäure

Zusammensetzung / Content
 Art.-Nr.: 17177 SAFELINE Sorbitolin: 500 ml/l
 H₂O: 500 ml/l
 C₆H₆O₇: 500 g/l
Use for:
 Klären von entomologischen Proben
Test:**Specification:**

<input type="checkbox"/>	pH-Wert:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Farbe:	<i>klar</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Oberfläche:	<i>glatt</i>
<input type="checkbox"/>	Leistungstest:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Geruch:	<i>charakteristisch</i>
<input type="checkbox"/>	Dichte:	
<input type="checkbox"/>	Absorbtion:	
<input type="checkbox"/>	Temp.:	
<input type="checkbox"/>	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:

15 ... 25 °C