

Sheet of Specification

REF 18937

Alkoholische Pikrinsäure 4 % (Pikral)

Zusammensetzung / Content


 1000 ml Ethanol 99,0 % vergällt (CAS-Nr.: 64-17-5)
 40 g Pikrinsäure (angefeuchtet) (C.I.: 10305) (CAS-Nr.: 88-89-1)

Use for:

Mikroätzmittel für ferritische Stähle.

Test:
Specification:

☐	pH-Wert:	
☒	Farbe:	gelb
☒	Oberfläche:	glatt
☐	Leistungstest:	
☒	Geruch:	alkoholisch
☐	Dichte:	
☐	Absorbtion:	
☐	Temp.:	
☐	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:


15 ... 25 °C